

Manual
V.

1 1 0



FineSell GmbH
Bahnhofstrasse 18
09111 Chemnitz
Web finesell.de • Email info@finesell.de

I . Produktvorstellung

Erweiterung von FineControl zur Alarmierung in Notfallsituationen. Der FS-PT-3S ist ein wasserdichter medizinischer Knopf. In einer Notsituation kann durch drücken des Knopfs ein Alarmsignal an die Alarmzentrale gesendet werden, dadurch kann schnell Hilfe geholt werden. Darüber hinaus ist ein Sensor eingebaut, um Bewegung zu erkennen. Wird über eine Dauer von 12 Stunden, keine Bewegung erkannt, wird ein Inaktivitätsalarmsignal an die FineControl-Alarmzentrale gesendet.

- Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre
- Inaktivitätsalarmsignal
- Meldung bei schwacher Batterie an FineControl Zentrale

II. Einbindung / Pairing

FineControl Zentrale FC20

Zum Erfassen / Einlernen einer neuen Komponente muss die FineControl Alarmzentrale in der Lernmodus gesetzt und der neue Sensor ausgelöst werden. Dabei erfasst FineControl den Code des neuen Gerätes. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1)

Betätigen Sie den "Clear & Enroll" Button Ihrer FineControl Alarmzentrale. Die Alarmzentrale gibt nun regelmässig wiederkehrende Töne ab.

2)

Innerhalb von 30 Sekunden die Taste des FS-PT-3S für zwei Sekunden lang drücken.

Ein erfolgreiches Anlernen wird durch 3 Signaltöne angezeigt. Ertönt ein längerer Signalton, war der Sensor bereits in FineControl registriert. Lösen Sie den Melder nach Abschluss des Einlernvorgangs mindestens noch einmal aus.

III. Installation / Montage



Halsband

Weiches
Gummi-Armband

Hartplastik
Armband

Testen

Drücken Sie die Taste, um zu überprüfen, ob die Basisstation richtig reagiert.

IV. Living Pattern / Online – APP

In der LivingPatten App, oder im Online-Portal

<http://home.livingpattern.co/home/>

wird Ihnen der Sensor unter "Gerät" (Menü) angezeigt.

Sie können den Namen des Sensors und alle weiteren Einstellungen hier anpassen.



07/25 03:15 pm

 **Nothilfe**


01-02


Opa




Klicken Sie auf den Namen um diesen anzupassen.

Gerätebezeichnung

Opa 

 NO

 OK

Positionieren Sie den Sensor auf Ihrem Grundriß (opt.) im Menüpunkt "Standort".



V. Technische Daten

Produkt-Ident	FS-PT-3S
Stromversorgung	1x CR2032 3V
Stromaufnahme	1 μ A im Standby 15 mA bei Aktivierung
Batterielebensdauer	bis zu 3 Jahre
Frequenz	868MhZ (MiroController encrypted)

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unserem Versandlager zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:



„Cd“ steht für Cadmium.

„Hg“ steht für Quecksilber.

„Pb“ steht für Blei.

Haftungsausschluß

Mit dieser FineControl Komponente haben Sie ein besonders hochwertiges und zuverlässiges Produkt erworben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben. Eine Haftung seitens des Herstellers und Verkäufers bei Ausfall einzelner Komponenten, oder des Gesamtsystems wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

FineSell GmbH
Bahnhofstraße 18
09111 Chemnitz

E-Mail info@finesell.de
Tel 0371 / 35572782
Fax 0371 / 27232117